

# برنامه آزمایش فوری خانگی وزارت آموزش

اطلاعاتی برای والدین، دانش آموزان و کارکنان مدرسه

## برنامه چطور کار می کند

والدین می توانند با برنامه ی آزمایش فوری خانگی وزارت آموزش، تصمیم بگیرند که فرزندان خود را در خانه آزمایش کنند.

کارکنان نیز می توانند خود را در خانه آزمایش کنند. همه مدارس واجد شرایط آزمایش هستند.

آزمایش های غربالگری فوری ابزار دیگری برای حفظ ایمنی دانش آموزان و کارکنان همگام با تدابیر بهداشت حاکم بر مدارس هستند.

## شرکت داوطلبانه است

شرکت در برنامه آزمایش فوری خانگی وزارت آموزش اختیاری است.

دانش آموزان و کارکنانی که تصمیم به شرکت می گیرند، 10 آزمایش فوری دریافت خواهند کرد که توسط شرکتی به اسم BTNX تولید شده است. آزمایش های فوری دو بار در هفته استفاده می شوند. توصیه می شود آزمایش با فاصله سه تا چهار روز انجام شود: برای مثال، روز دوشنبه و پنجشنبه یا روز سه شنبه و جمعه. هیچ الزامی برای دانش آموزان یا کارکنان برای گزارش نتایج آزمایش فوری آنها وجود ندارد.

آزمایش های فوری که توسط اداره بهداشت آلبرتا در قالب این برنامه تامین می شوند، نباید توسط کارکنان مدرسه برای پشتیبانی از یک برنامه معافیت محدودیت استفاده شوند.

کارکنان واکسینه نشده و دانش آموزان 12 سال و بالاتری که قصد ورود به سازمان شرکت کننده در برنامه معافیت محدودیت دارند باید برای دریافت جواب آزمایش منفی COVID-19 از طریق یک تامین کننده خصوصی، هزینه پرداخت کنند.

## چه کسی می تواند شرکت کند

دانش آموزان در بخش آموزش و همه کارکنان مدرسه واجد شرایط دریافت کیت های آزمایش هستند. خواهران و برادران و اعضای خانواده دانش آموزان واجد شرایط، واجد شرایط نیستند. مدارس روش ارسال آزمایش ها به خانه را تعیین خواهند کرد. روش ایمن آن است که دانش آموزان آنها را در کوله پشتی خود قرار دهند.

واکسیناسیون بر نتایج آزمایش سریع اثر ندارد. دانش آموزانی و کارکنانی که اخیراً واکسینه شده اند، می توانند هنوز از آزمایش سریع برای غربالگری COVID-19 استفاده کنند.

## چطور از کیت آزمایش استفاده کنیم

یک ویدئوی روش-انجام ویژه والدین و کارکنان در تارنمای [alberta.ca/return-to-school](https://alberta.ca/return-to-school)

بارگذاری شده است. شرکت BTNX نیز یک ویدئوی [روش-انجام](#) دارد که می توانید تماشا کنید.

یک سواب بینی ویژه آزمایش غربالگری فوری، فقط به اندازه 1.5 تا 2 سانتی متر وارد سوراخ بینی می شود و معمولاً نسبت به سوابی که در آزمایش نوع PCR کووید-19 در مراکز بهداشت آلبرتا (Alberta Health Services, AHS) انجام می شود، راحت تر است، کمتر به سوراخ بینی فشار وارد می شود و تحریک پذیری کمتری دارد.

اگر واجد شرایط شرکت در آزمایش فوری خانگی هستید، شما (یا فرزند شما) دو بسته کیت آزمایش (در مجموع 10 آزمایش) دریافت خواهید کرد.

هر کیت آزمایش (5 تست در بسته) شامل موارد زیر است:

- یک سواب استریل که شبیه یک سر-Q-شکل (گوش پاک کن) است،
  - یک تیوپ و یک پایه،
  - یک سرلوله با یک فیلتر،
  - یک ظرف پلاستیکی با مقداری مایع داخل آن.
- انجام آزمایش حدود 20 دقیقه زمان می برد.

## مراحل انجام آزمایش

- قبل از آن که آزمایش را انجام دهید، دست های خود را با آب و صابون بشویید. فردی که آزمایش می دهد باید بینی خود را با یک دستمال تمیز کند و آن را دور بریزد.
- همه مواد آزمایش را از بسته بیرون بیاورید. مایع آزمایش را داخل تیوپ آزمایش بریزید.
- سواب استریل را با دقت از بسته خارج کنید. اطمینان حاصل کنید که به چیزی برخورد نکند.
- سواب را 1/5 تا 2 سانتی متر وارد سوراخ بینی کنید. سواب را در حرکت گردشی به مدت حداقل پنج ثانیه حرکت دهید. سپس، سوراخ بینی را روی سواب فشار داده و نوک آن را به مدت پنج ثانیه دیگر بچرخانید.
- با استفاده از همان سواب، همان کار را با سوراخ بینی دیگر انجام دهید.
- سپس، سواب را داخل تیوپ آزمایش حاوی مایع قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که نوک سواب کامل در مایع قرار گرفته است.
- زمان سنج را به مدت دو دقیقه تنظیم کنید تا محتویات سواب با مایع مخلوط شود.
- بعد از گذشت دو دقیقه، تیوپ را فشار دهید تا مایع تا حد ممکن از سواب خارج شود.

وقتی آزمایش فوری COVID-19 در افراد بدون علائم استفاده می‌شود، این یک آزمایش غربالگری است نه یک آزمایش تشخیصی. غربالگری افراد با آزمایش‌های فوری می‌تواند بعضی و نه همه افراد مسری را شناسایی کند و در نتیجه، غربالگری فوری جایگزین تدابیر بهداشت عمومی مثل فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، بهداشت دست، ماندن در خانه و دسترسی به آزمایش در زمان بیماری و ایزوله اجباری موارد COVID-19 نمی‌شود.

### اگر سوال بیش‌تری دارید


اگر درباره این برنامه آزمایش غربالگری فوری مدرسه سوال دارید، لطفاً با این آدرس ایمیل [EDC.SchoolRapidTesting@gov.ab.ca](mailto:EDC.SchoolRapidTesting@gov.ab.ca) مکاتبه کنید.

برای دریافت جدیدترین اطلاعات، از [www.alberta.ca/Covid19](http://www.alberta.ca/Covid19) بازدید کنید. اگر درباره نتیجه آزمایش یا عواقب سلامت آن سوال دارید با Health Link به شماره 811 تماس بگیرید.

- سواپ را داخل سطل زباله بیندازید.
- نازل فیلتر را روی تیوپ آزمایش قرار دهید.
- تیوپ را بچرخانید و سه قطره از محلول روی نقطه‌ای از دستگاه آزمایش که علامت 'S' دارد بچکانید.
- تایمر را روی 15 دقیقه تنظیم کنید. بعد از گذشت 15 دقیقه، نتیجه آزمایش را بررسی کنید.
- بعد از اتمام، شما می‌توانید آزمایش را دور بریزید.

### نتایج

#### مثال‌های نتایج آزمایش فوری BTNX



### چه کاری باید کرد

لطفاً برای دریافت اطلاعات به روز درباره کارهایی که باید در صورت مثبت یا منفی بودن آزمایش فوری COVID-19 فرزند خود انجام دهید، به [alberta.ca/rapidtesting](http://alberta.ca/rapidtesting) مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با 811 تماس بگیرید. این برگه اطلاعاتی حاوی اطلاعات جدید درباره کارهایی که باید انجام شود، نیز هست.

### اگر مشکلی در آزمایش وجود دارد

- اگر مشکلی در آزمایش به وجود آمد، شما هیچ خطی نخواهید دید- یا ممکن است یک خط کنار 'T' ببینید.
- اگر این طور شد، شما می‌توانید آزمایش را دور بیندازید و دوباره شروع کنید. اگر باید آزمایش دیگری انجام شود، شما می‌توانید یک آزمایش جدید از مدرسه بگیرید.

### اگر جواب آزمایش COVID-19 یک دانش‌آموز یا کارمند در گذشته مثبت شود

اگر جواب آزمایش COVID-19 فردی در 90 روز گذشته مثبت شده باشد، آنها **نیاید** آزمایش غربالگری فوری بدهند. جواب آزمایش غربالگری فوری بعضی از افرادی که بیماری COVID-19 آنها بهبود یافته است، ممکن است تا 90 روز مثبت شود، حتی اگر دیگر مبتلا نباشند.

### آزمایش‌های فوری چقدر درست هستند؟

آزمایش‌های غربالگری فوری به اندازه آزمایش‌هایی که در مرکز ارزیابی AHS انجام می‌شوند، صحیح نیستند. احتمال نتیجه منفی کاذب در افرادی که علائم ندارند بسیار پایین است. احتمال آن که فرد بدون علائم جواب آزمایش منفی بگیرد، بالاتر است. جواب آزمایش منفی در آزمایش غربالگری فوری به این معنی نیست که فرد مبتلا نیست یا نمی‌تواند مبتلا شود.

Out of date